

Walkerortos



Du har fått en walkerortos med luftpump. Syftet med den är att hålla fotleden stilla under läkning. Din läkare ger dig instruktioner om hur mycket du ska använda ortosen och om du kan ta av den när du till exempel sover och när du duschar. Följ alltid dessa instruktioner.

Att ta på ortosen och skötselråd

Se leverantörens bruksanvisning som skickas med vid utprovningen.

Om du använder kilar i din walkerortos

Om du ska använda kilar har de satts i ortosen vid utprovningen. Kilarnas syfte är att hålla din fotled i den vinkel som krävs för läkning. Du tar själv bort kilarna enligt den tidsplan som du fått av din läkare. Börja alltid avveckla kilarna nerifrån och jobba dig uppåt. Den sista kilen som är kvar ska vara den kortaste.

För rådgivning, service, tidbokning eller reparation:

Ortopedteknik, Sunderby sjukhus

Telefon: 0920-28 38 05

Postadress: Ortopedteknik
Sunderby sjukhus
Sjukhusvägen 10
971 80 Sunderbyn

Ortopedteknik, Gällivare sjukhus

Telefon: 0970-19369

Telefontid: måndag -torsdag 07.30-15.30
fredag 07.30-11.30

Postadress: Ortopedteknik
Gällivare sjukhus
982 82 Gällivare

Handläggare: _____

Hemsida: www.norbotten.se/ortopedteknik

Du kan även kontakta oss via www.1177.se